

Falcon Series

ตู้อบแนวตั้งสำหรับเครื่องมือขนาดใหญ่

- ป้องกันแรงดันเกินกำหนด
- ป้องกันความร้อนเกินกำหนด
- เคลื่อนย้ายง่าย



SA-300VF

ความจุห้องอบ	50L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	118-134
ตั้งเวลาอบแห้งได้	0-60 Minutes

เครื่องออโตเครฟอื่นๆ

- CSSD Solutions
- Lab Solution



มีตัวแทนกว่า 360 แห่งใน 60 ประเทศ

มั่นใจได้ในความปลอดภัยและคุณภาพ

เป็นที่เชื่อถือทั้งในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

STURDY
APEX GROUP

Sturdy Industrial เป็นบริษัทในเครือของ Apex Group มีประสบการณ์ด้านระบบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อที่เชื่อถือได้มากกว่า 25 ปี ผลิตจากประเทศไต้หวันทั้งหมด มั่นใจได้ในเรื่องการออกแบบ การพัฒนาและผลิตตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ ISO และ CE



CE 2460

CE 0496



STURDY
APEX GROUP

Reliable Sterilization Partner

บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล(ไทยแลนด์) จำกัด
65/100 อาคารชานาญพิณชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร : 02 018-2140

Contacto:

Print-2018/07-1000

All rights reserved Specifications may change without notice.

www.amt.in.th



Poleax Series

ครบทุกการใช้งาน

- ป้องกันความร้อนเกินกำหนด
- ป้องกันแรงดันเกินกำหนด
- วาล์วนิรภัย

SA-232



ความจุห้องอบ	16L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	126

- ประสิทธิภาพแบบสลัก
- ประสิทธิภาพแรงดันอัตโนมัติ

SA-232X



ความจุห้องอบ	16L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	118-134

Falcon Series

รุ่นยอดนิยม ขายดี

- มีฟังก์ชันอบแห้ง
- ป้องกันแรงดันเกินกำหนด
- ป้องกันความร้อนเกินกำหนด
- ประสิทธิภาพแรงดันอัตโนมัติ
- ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน
- ห้องอบขนาดความจุ 40 ลิตร

SA-300H



ความจุห้องอบ	40L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	118-134
ตั้งเวลาอบแห้งได้	0-60 Minutes

Falcon Series

- รุ่นรองจาก SA-300H
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง

SA-252F



ความจุห้องอบ	24L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	118-134
ตั้งเวลาอบแห้งได้	0-60 Minutes

Super Microm Series

- ออฟชั่นเสริม:ตัวบันทึกการใช้งาน/ประหยัดเวลาการทำงาน
- ระบบสุญญากาศ
- ตัวบ่งชี้ผ่านการรับรองและการทดสอบ
- ตั้งโปรแกรมได้
- เติมน้ำอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชันอบแห้ง

SA-260MA



ความจุห้องอบ	24L
อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ	121 & 134
ตั้งเวลาอบแห้งได้	0/15/30/35/40 Minutes

